



BENUTZERHANDBUCH

ANLEITUNG FÜR DIE TRIOCLEAR™-APP

Jetzt können Sie die TrioClear™ Aligner Mobile App herunterladen, um die wichtigsten Funktionen zu entdecken, wie z. B.:

1. Erfassen Sie täglich Ihre Tragedauer der Aligner.
2. Erfassen Sie Ihre oralen Fotos für Fortschrittsberichte an Ihren Arzt.
3. Erleben Sie in unserer TrioClear™-Community mehr veränderte Lächeln.
4. Erhalten Sie Erinnerungen und Benachrichtigungen.


Die TrioClear™ Aligner Mobile App ist jetzt verfügbar auf:




INHALTSVERZEICHNIS

APP ÖFFNEN UND LOGIN	04
HOMEPAGE UND FALL- MANAGEMENT	05
PATIENTENMANAGEMENT	07
PATIENTENINFO. UND FALLPROTOKOLL	07
BEHANDLUNGSPLAN	08
VON DER PRAXIS AUFGENOMMENE FOTOS	10
VOM PATIENTEN AUFGENOMMENE FOTOS / TRACKING-DATEN VOM PATIENTEN	12
NEUER FALL/ VERFEINERUNG	13
STANDARD-FOTOS ZUR NEUEN FALLVERFEINERUNG	14
NEUE FALLVERFEINERUNG	16
GALERIE	18
EINSTELLUNGEN - MEIN APP-KONTO	19


APP ÖFFNEN UND ANMELDEN



Benachrichtigung zum Erhalt von Aktualisierungen aus dem Fallprotokoll zulassen



Nur Englisch verfügbar bei 1.0.0




Wählen Sie "Ich bin Zahnarzt" und melden Sie sich an

Login & Passwort = Einreichungsportal
Anmeldesatz in realen Fällen

UAT-Umgebung Benutzername: drdemo02@gmail.com
Kennwort: 123456

HOME PAGE UND FALL-MANAGEMENT

HOME



DIE TRIOCLEAR™ MOBILE APP KANN:


- Top-Banner: Bessere Option für Marketingzwecke
- Fallinformationen / Patienteninfo anzeigen
- Behandlungsplan / Fallprotokoll anzeigen
- Behandlungsplan genehmigen
(Behandlungsplan kann auf der mobilen App nicht geändert werden)
- Fotografieren und Hochladen von Patientenfotos auf das Einreichungsportal
- Empfang und Verfolgung der freiwilligen Foto-Uploads der Patienten während der Behandlung
- Empfang und Verfolgung der freiwilligen Uploads der Patienten über ihre Aligner-Tragzeit




PATIENTENMANAGEMENT

Patienteninfo und Fallprotokoll

PATIENTENINFO




PATIENTENINFO



Benachrichtigungspunkt
Synchronisierung mit
dem Einreichungsportal

Fallprotokoll öffnen

FALLPROTOKOLL




Vollständiges Fallprotokoll anzeigen
Identisch zum Einreichungsportal

Als gelesen markieren und Benachrichtigung löschen
Synchronisierung mit dem Einreichungsportal


PATIENTENMANAGEMENT

Behandlungsplan

BEHANDLUNGSPLAN IM DETAIL



Fallprotokoll und Status des Behandlungsplans anzeigen



Dokumente und Behandlungsplan anzeigen




Kann mit der mobilen Version von Trio iDesign verknüpft werden (Plan kann nicht geändert werden)

PATIENTENMANAGEMENT

Behandlungsplan

BEHANDLUNGSPLAN GENEHMIGEN






Genehmigter Behandlungsplan ist verfügbar

PATIENTENMANAGEMENT


Von der Praxis aufgenommene Fotos

VORBEHANDLUNGSFOTOS



Von der Praxis
aufgenommene Fotoserien

NEUE FOTOS HINZUFÜGEN



Auswahl der Perspektive

PATIENTENMANAGEMENT

Von der Klinik aufgenommene Fotos

Einreichungsportal -> Patient -> Fotos ansehen




Fotos finden Sie unter "Fotos anzeigen" auf dem Einreichungsportal. Nur für den internen Gebrauch.

PATIENTENMANAGEMENT


Vom Patienten aufgenommene Fotos / Tracking-Daten

VOM PATIENTEN AUFGENOMMENE FOTOS




Anzeigen der Patienten-Uploads für die Vorder-, Links- und Rechtsansicht bei verschiedenen Aligner-Fortschritten

VERFOLGUNG DER DATEN NACH PATIENT




Uploads der Aligner-Tragezeit von Patienten anzeigen


NEUER FALL/VERFEINERUNG



Wählen Sie
"Neuer Fall/Verfeinerung"




Eingabe des Patientennamens
zur Erstellung eines Fotoorders







Erinnerung

- Mit der TrioClear App können Sie einfach Fotos für neue Fälle und Verfeinerungen machen und sie direkt in Ihren Praxis Account hochladen.
- Fall anlegen, Fotomappe auswählen, Fall im Praxis Account einreichen

STANDARDABLAUF DER FOTOAUFNAHME IN DER NEUEN FALLVERFEINERUNG



OBLIGATORISCHES FOTO



Optionale Portraitaufnahmen,
als zusätzliche Information
für den Behandler.

2 Plätze für zusätzliche
Röntgenbilder, welche als Fotos
hochgeladen werden können.


Abschließende
Überprüfung

Upload erfolgreich


NEUE FALLVERFEINERUNG

Wo können wir die Fotomappe finden?

EINREICHUNGSPORTAL FALLMANAGEMENT




EINREICHUNGSPORTAL FOTOMAPPE




NEUE FALLVERFEINERUNG

Wo können wir die Fotos bei der Fallerstellung auswählen?


EINREICHUNGSPORTAL NEUER FALL,
VERFEINERUNG ERSTELLEN




EINREICHUNGSPORTAL WÄHLT DIE EINGABE DES
PATIENTENNAMENS AUS DER MOBILEN APP



EINREICHUNGSPORTAL FOTOS DIREKT EINFÜGEN



GALERIE




Wählen Sie "Galerie"




Betrachten Sie die mit der TrioClear™ App aufgenommenen Fotos




Vorschau der Bilder vor dem Hochladen in den Praxis Account



EINSTELLUNGEN - MEIN APP-KONTO



Einstellungen ändern



Optionen zur Anzeige ihrer Kontaktdaten auf der Patientenschnittstelle



Erforderliche Administratormaßnahmen zur Genehmigung von Anpassungen im Einreichungsportal



[TrioClear](#)

Permadental

Tel: 0 28 22 - 71330

Email: trioclear@permadental.de

©2023 TrioClear™. All rights reserved.