



Interaktiver Auftragschein – Anleitung für Medit-Anwender


Schritt 1: www.permadental.de ▶ Menüpunkt: Auftrag digital einsenden



Schritt 2: www.permadental.de/digitaler-auftrag ▶ Button: Auftragschein herunterladen




Schritt 3: Downloads Ordner ▶ Datei: IOS-Auftragschein_Permadental-1




Schritt 4: Füllen Sie jetzt den digitalen Auftragschein aus. Zur Unterstützung können Sie sich unser Anleitungsvideo ansehen: www.youtube.com/watch?v=YAlc80feodg

Schritt 5: Bitte den ausgefüllten Auftragschein über das **Datei-Anhängen-Icon** in Medit-Link beifügen.



Schritt 6: Im Datei-Viewer ist der angehängte Auftragschein zu sehen.



Schritt 7: Den Fall über das Medit-Link- Portal an Permadental senden.

 **Auftragschein herunterladen**